


# RELAÇÃO PARAFUSOS LINHA NOVO COLOSSO - Escala 1:1

## Paraf. Clínico Fixação Pilares Transmucosos CM, HI e HEN




Provisório Mini Pilar CM, HI e HEN	Provisório Transmucoso Angulado CM, HI e HEN	Liga CrCoMo Mini Pilar CM, HI e HEN	Liga CrCoMo Transmucoso Angulado CM, HI e HEN	Totalmente Calcínável Mini Pilar CM, HI e HEN	Totalm. Calcín. Transmucoso Angulado CM, HI e HEN
CPRMP-4011	CPRA-4711	CLPMP-4010	CLRA-4710	CCRMP-4010	CCRA-4710
CPRMP-5011		CLPMP-5010		CCRMP-5010	

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm




## Paraf. Fixação Transmucoso Não Rotacional CM e HI




Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Fixação Mini Pilar Transmucoso CM e HI




Aperto : Intermediário Quadrado 2,0 mm

## Paraf. Fixação Transmucoso Não Rotacional HEN




Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Fixação Mini Pilar Transmucoso HEN



Aperto : Intermediário Quadrado 2,0 mm

## Paraf. Fixação Pilar Retenção O'Ring CM e HI



Aperto : Intermediário Quadrado 2,0 mm

## Paraf. Fixação de Componentes HEN

Pilar Regular Curto e Longo HEN	Pilar Estético Curto e Longo HEN	Pilar Angulado Curto e Longo HEN	Provisório Regular HEN	Liga CrCoMo Calcínável Regular HEN	Pilar Totalmente Calcínável HEN
CRCHE-3507	CECE-3507	CACHE-3507	CPNE-3511	CLNE-3511	CCNE-3511
CRCHE-4007	CECE-4007	CACHE-4007	CPNE-4011	CLNE-4011	CCNE-4011
CRCHE-5007	CECE-5007	CACHE-5007	CPNE-5011	CLNE-5011	CCNE-5011
CRLHE-3510	CELE-3510	CALHE-3510	CPRE-3511	CLRE-3511	CCRE-3511
CRLHE-4010	CELE-4010	CALHE-4010	CPRE-4011	CLRE-4011	CCRE-4011
CRLHE-5010	CELE-5010	CALHE-5010	CPRE-5011	CLRE-5011	CCRE-5011



Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Fixação de Componentes CM e HI

Transmucoso Angulado CM e HI	Pilar Regular Curto e Longo CM e HI	Pilar Estético Curto e Longo CM e HI	Pilar Angulado Curto e Longo CM e HI	Provisório Regular CM e HI	Provisório Estético CM	Liga CrCoMo Calcínável Regular CM e HI	Liga CrCoMo Calcínável Estético CM	Pilar Totalmente Calcínável HI
CPTAM-5015	CRCM-3515	CECM-4515	CACM-3515	CPRNM-3507	CPENM-4507	CLRNM-3507	CLENM-4507	CCNI-3511
CPTAM-5030	CRCM-3530	CECM-4530	CACM-3530	CPRNM-3515	CPENM-4515	CLRNM-3515	CLENM-4515	CCNI-4011
CPTAM-5045	CRCM-3545	CECM-4545	CACM-3545	CPRNM-3530	CPENM-4530	CLRNM-3530	CLENM-4530	CCNI-5011
CPTAI-3515	CRLM-3515	CELM-4515	CALM-3515	CPRNM-3545	CPENM-4545	CLRNM-3545	CLENM-4545	CCRI-3511
CPTAI-3530	CRLM-3530	CELM-4530	CALM-3530	CPRNM-3560	CPENM-4560	CLRNM-3560	CLENM-4560	CCRI-4011
CPTAI-3545	CRLM-3545	CELM-4545	CALM-3545	CPRNM-3507	CPENM-4507	CLRNM-3507	CLENM-4507	CCRI-5011
CPTAI-4015	CRCI-3507	CECI-3507	CACI-3507	CPRRM-3515	CPERM-4515	CLRRM-3515	CLERM-4515	
CPTAI-4030	CRCI-4007	CECI-4007	CACI-4007	CPRRM-3530	CPERM-4530	CLRRM-3530	CLERM-4530	
CPTAI-4045	CRCI-5007	CECI-5007	CACI-5007	CPRRM-3545	CPERM-4545	CLRRM-3545	CLERM-4545	
CPTAI-5015	CRLI-3510	CELI-3510	CALI-3510	CPRRM-3560	CPERM-4560	CLRRM-3560	CLERM-4560	
CPTAI-5030	CRLI-4010	CELI-4010	CALI-4010	CPNI-3511				
CPTAI-5045	CRLI-5010	CELI-5010	CALI-5010	CPNI-4011				
				CPNI-5011				
				CPRI-3511				
				CPRI-4011				
				CPRI-5011				

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Transmucoso Angulado HEN



M1.6

Transmucoso Angulado HEN
CPTAE-3515
CPTAE-3530
CPTAE-3545
CPTAE-4015
CPTAE-4030
CPTAE-4045
CPTAE-5015
CPTAE-5030
CPTAE-5045

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Clínico Fixação Pilares Transmucosos HEN



M2

Provisório Transmucoso Não Rotacional HEN	Liga CrCoMo Transmucoso Não Rotacional HEN	Totalm. Calcínável Transmucoso Não Rotacional HEN
CPNNR-4011	CLNNR-4011	CCNNR-4011
CPNNR-5011	CLNNR-5011	CCNNR-5011
CPNNR-4011	CLNNR-4011	CCNNR-4011
CPNNR-5011	CLNNR-5011	CCNNR-5011


Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Transferente Moldeira Aberta CM e HI

Transferente Moldeira Aberta CM e HI	Provisório Regular CM e HI	Provisório Estético CM	Liga CrCoMo Calcínável Regular CM e HI	Liga CrCoMo Calcínável Estético CM	Pilar Totalmente Calcínável HI
PTMA-1621	CPRNM-3507	CPENM-4507	CLRNM-3507	CLENM-4507	CCNI-3511
	CPRNM-3515	CPENM-4515	CLRNM-3515	CLENM-4515	CCNI-4011
	CPRNM-3530	CPENM-4530	CLRNM-3530	CLENM-4530	CCNI-5011
	CPRNM-3545	CPENM-4545	CLRNM-3545	CLENM-4545	CCRI-3511
	CPRNM-3560	CPENM-4560	CLRNM-3560	CLENM-4560	CCRI-4011
	CPRRM-3507	CPERM-4507	CLRRM-3507	CLERM-4507	CCRI-5011
	CPRRM-3515	CPERM-4515	CLRRM-3515	CLERM-4515	
	CPRRM-3530	CPERM-4530	CLRRM-3530	CLERM-4530	
	CPRRM-3545	CPERM-4545	CLRRM-3545	CLERM-4545	
	CPRRM-3560	CPERM-4560	CLRRM-3560	CLERM-4560	
	CPNI-3511		CLNI-3511		
	CPNI-4011		CLNI-4011		
	CPNI-5011		CLNI-5011		
	CPRI-3511		CLRI-3511		
	CPRI-4011		CLRI-4011		
	CPRI-5011		CLRI-5011		

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Transferente Moldeira Fechada CM e HI



M1.6

Transferente Moldeira Fechada CM e HI
CTFM-3512
CTFI-3512
CTFI-4012
CTFI-5012



M1.6

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm


## Paraf. Transferente Moldeira Fechada HEN



M2

Transferente Moldeira Fechada HEN
CTFE-3512
CTFE-4012
CTFE-5012

## Paraf. Transferente Mold. Fechada Transm. Não Rotac. HEN




M2

Transferente Moldeira Fechada Transm. Não Rotacional HEN	Provisório Transmucoso Não Rotacional HEN	Liga CrCoMo Transmucoso Não Rotacional HEN	Totalm. Calcínável Transmucoso Não Rotacional HEN
CTNFT-4012	CPNNR-4011	CLNNR-4011	CCNNR-4011
CTNFT-5012	CPNNR-5011	CLNNR-5011	CCNNR-5011
	CPNNR-4011	CLNNR-4011	CCNNR-4011
	CPNNR-5011	CLNNR-5011	CCNNR-5011

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

## Paraf. Transferente Moldeira Aberta HEN




M2

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

Transferente Moldeira Aberta HEN
CTAE-3512
CTAE-4012
CTAE-5012

## Paraf. Transferente Moldeira Aberta Transmuc. Não Rotacional HEN



M2

Aperto : Intermediário Hexagonal 1,2 mm

Transferente Moldeira Aberta Transm. Não Rotacional HEN
CTNAT-4012
CTNAT-5012
CTRAT-4012
CTRAT-5012